

SCHEDA TECNICA

Denominazione commerciale	Linea Gemini – Adattatore per chiave dinamometrica
Codice	Consultare il catalogo per visualizzare le varie configurazioni disponibili.
Destinazione d'uso	Strumento MANUALE destinato ad accogliere la rispettiva asta al fine di creare un corpo unico (screw driver) e consentire il serraggio della vite protesica con il rispettivo componente protesico e il sottostante impianto.
Descrizione del dispositivo e modalità d'uso	L'impugnatura presenta una zigrinatura idonea a favorire una salda presa.
Caratterizzazione della zona di contatto e del tempo di permanenza	Il DM può essere usato sia nel cavo orale che in laboratorio per un periodo entro i 60 min.
Classificazione	I
Marcatura CE	CE (MDR 2017/745)
Caratteristiche tecniche	
Materiale	AISI 420 MOD + AISI 303
Monouso	No
Stato	Non Sterile
Pulizia, lavaggio e sterilizzazione	Il dispositivo è fornito NON STERILE: la corretta pulizia, disinfezione e sterilizzazione è indispensabile per ridurre i rischi per il paziente e per la prevenzione di infezioni crociate. Le informazioni di dettaglio sul metodo di pulizia e sterilizzazione sono riportate sulle Istruzioni per l'uso
Modalità conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto
Presenza sostanze pericolose	Il prodotto non contiene sostanze S.V.H.C. (Substances of very High Concern). Rif. Regolamento REACH – art. 59 – par. 10)

Rev. 01_29.03.2022