

SCHEDA TECNICA

Denominazione commerciale	Linea Gemini – Posizionatore MUA
Codice	POSMUA
Destinazione d'uso	Strumento MANUALE destinato a posizionare correttamente il convertitore MUA sull'impianto.
Descrizione del dispositivo e modalità d'uso	L'impugnatura del posizionatore presenta una zigrinatura per favorire una salda presa. La filettatura presente sul posizionatore permette di avvitarlo sul filetto dell'asse vite della parte conica del MUA. L'asola presente sul posizionatore permette il passaggio del driver dedicato.
Caratterizzazione della zona di contatto e del tempo di permanenza	Il DM può essere usato sia nel cavo orale che in laboratorio per un periodo entro i 60 min.
Classificazione	I
Marcatura CE	CE (MDR 2017/745)
Caratteristiche tecniche	
Materiale	AISI 303
Monouso	No
Stato	Non Sterile
Modalità sterilizzazione	n.a.
Modalità conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto
Presenza sostanze pericolose	Il prodotto non contiene sostanze S.V.H.C. (Substances of very High Concern). Rif. Regolamento REACH – art. 59 – par. 10)

Rev. 00_29.04.2021